


Nombre del documento	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO: HOJA PARA BISTURÍ		
Tipo de Documento	Código:	# de revisión:	Página
FICHA TÉCNICA	CDC-FT-M-07	01	1 de 2

FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO



LOGOTIPO DEL PRODUCTO



NOMBRE COMERCIAL	Hoja para bisturí Ambiderm.
NOMBRE GENÉRICO	Hoja para bisturí.
DESCRIPCIÓN	Hoja para bisturí de acero inoxidable y acero al carbón, esterilizadas con rayos gamma. Empaque de aluminio.
CARACTERÍSTICAS COMERCIALES	El proceso de fabricación de nuestras hojas para bisturí está certificado por los más estrictos estándares de control de calidad y ambiente estéril ya que nuestro producto juega una posición crítica en el amplio campo de las cirugías. Emboque perfecto al mango, fabricado en diferentes formas y medidas. Presentaciones en acero al carbón y acero inoxidable; cuenta con un práctico empaque de aluminio que facilita su apertura y garantiza su esterilidad.

ESTERILIDAD	Estéril (Rayos Gamma)
--------------------	-----------------------

No. de Registro	1508E97SSA
------------------------	------------

PRESENTACIONES			
	MATERIAL	No. De Hoja	CÓDIGO DE BARRAS
HOJA PARA BISTURÍ	Acero Inoxidable	10	7502224242066
		11	7502224242073
		12	7502224242080
		15	7502224242097
		15C	7502224242103
		20	7502224242110
		21	7502224242127
		22	7502224242134
		23	7502224242141
		24	7502224242158

Nombre del documento	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO: HOJA PARA BISTURÍ		
Tipo de Documento	Código:	# de revisión:	Página
FICHA TÉCNICA	CDC-FT-M-07	01	2 de 2

HOJA PARA BISTURÍ	Acero al Carbón	10	7502224242165
		11	7502224242172
		12	7502224242189
		15	7502224242196
		15C	7502224242202
		20	7502224242219
		21	7502224242226
		22	7502224242233
		23	7502224242240
		24	7502224242257

EMPAQUE	PRESENTACIONES	CONTENIDO	ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE
PRIMARIO	Hojas de Acero Inoxidable	1 pieza	Foil de aluminio
	Hojas de Acero al Carbón	1 pieza	Foil de aluminio
SECUNDARIO	Hojas de Acero Inoxidable	100 piezas	Caple 22 pts
	Hojas de Acero al carbón	100 piezas	Caple 22 pts
COLECTIVO	N/A	N/A	N/A

LOTIFICACIÓN			
↓			
0	0	0	0
Consecutivo de producción			

USOS INDICADOS	Actividades quirúrgicas.
CONTACTO Y SEGUIMIENTO	<p>Para mayor información contáctenos o visite nuestra página de internet www.ambiderm.com.mx</p> <p> /ambiderm @ambiderm ambiderm </p> <p>Llame gratis del Interior de La República: 01800 800 8008 Del resto del mundo: +52 (33) 3656 6557 / 3656 2632</p>